


Altrix® Precision Temperature Management System

Insulated Clik-Tite® Hose
Manguera Clik-Tite® aislada
Isolierter Clik-Tite®-Schlauch
Tuyau isolé Clik-Tite®
Tubo isolato Clik-Tite®
Geïsoleerde Clik-Tite®-slang
Isolerad Clik-Tite®-slang
Isoleret Clik-Tite® slange
Mangueira Clik-Tite® isolada
Isolert Clik-Tite®-slange
Izolowany giętki przewód Clik-Tite®
Изолированный шланг Clik-Tite®
Yalıtımlı Clik-Tite® Hortumu
Izolovaná hadice Clik-Tite®
絶縁Clik-Tite®ホース
隔热 Clik-Tite® 软管
절연 Clik-Tite® 호스

REF

8001-064-035

Operations Manual
Manual de uso
Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation
Manuale d’uso
Bedieningshandleiding
Användarhandbok
Betjeningsmanual
Manual de utilização
Brukerhåndbok
Podręcznik użytkowania
Руководство по эксплуатации
Kullanma Kılavuzu
Příručka pro obsluhu
操作マニュアル
操作手册
작동 설명서



Introduction

This manual assists you with the use of the 3T Medical Model 8001-064-035 **Insulated Clik-Tite Hose**. Read this manual before operating this product and keep a copy on file. Set methods and procedures to educate and train your staff on the safe operation of this product. For cleaning, disinfecting, or more information, see the **Altrix® Precision Temperature Management System** Operations Manual.

Product description

The **Insulated Clik-Tite Hose** provides an interface from the thermal transfer devices with Clik-Tite connections to the controller.

Expected life

The **Insulated Clik-Tite Hose** has a one year use expected life under normal use conditions.

Disposal/recycle

Always follow the current local recommendations and/or regulations governing environmental protection and the risks associated with recycling or disposing of the equipment at the end of its useful life.

Specifications

Patient facing material	EPDM (Ethylene Propylene DI-Monomer) Sponge Extrusion; Flame Retardant Grey Flexible PVC; Adhesive Lined, Polyolefin; Polypropylene	
Length	10 ft	3.05 m

3T Medical reserves the right to change specifications without notice.

In accordance with the European REACH regulation, this article contains bis(2-ethylhexyl) phthalate.

Contact information

Contact 3T Medical Customer Service or Technical Support at +1(734)525-9580. To view your operations or maintenance manual online, see <https://3tmedical.com/technical-docs>.

Have the Lot batch code available when you call Customer Service. Include the Lot batch code in all written communication.

Note - The user and/or the patient should report any serious product-related incident to both the manufacturer and the Competent authority of the European Member State where the user and/or patient is established.

Symbols

	General warning		Caution
	Refer to instruction manual/ booklet		Consult instructions for use
	Temperature controller		Quantity
	Batch code		Catalogue number
			Manufacturer

CAUTION
US Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a licensed physician.

Setup

Connect the **Insulated Clik-Tite Hose** to the controller (A) hose connection port. Connect the **Clik-Tite** end (B) of the hose to the thermal transfer device (C) (Figure 1).

Introducción

Este manual ayuda a utilizar la **manguera Clik-Tite aislada** modelo 8001-064-035 de 3T Medical. Lea este manual antes de utilizar este producto y conserve un ejemplar en sus archivos. Establezca métodos y procedimientos para formar a su personal en el uso seguro de este producto.

Para obtener más información sobre el **sistema de control preciso de la temperatura Altrix®**, consulte las instrucciones de uso suministradas por el fabricante.

Descripción del producto

La **manguera Clik-Tite aislada** proporciona una interfaz desde los dispositivos de transferencia térmica con conexiones Clik-Tite hasta el controlador.

Vida útil esperada

La **manguera Clik-Tite aislada** tiene una vida útil prevista de un año en condiciones de uso normales.

Especificaciones

Material dirigido hacia el paciente	Extrusión de esponja de EPDM (monómero de etileno-propileno-DI); PVC flexible ignífugo de color gris; poliolefina con revestimiento adhesivo; polipropileno	
Longitud	10 pies	3,05 m

3T Medical se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

De acuerdo con el reglamento REACH europeo, este artículo contiene ftalato de bis(2-etilhexilo).

Información de contacto

Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con el Servicio de Asistencia Técnica de 3T Medical en el +1(734)525-9580

Tenga a mano el código de lote cuando llame al Servicio de Atención al Cliente. Incluya el código de lote en todas las comunicaciones por escrito.

Símbolos

	Advertencias generales		Precaución
	Consulte el manual/folleto de instrucciones		Consultar las instrucciones de uso
	Controlador de temperatura		Cantidad
	Código de lote		Número de catálogo
			Fabricante

PRECAUCIÓN
Las leyes federales estadounidenses limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.

Instalación

Conecte la **manguera Clik-Tite aislada** al puerto de conexión a la manguera del controlador (A). Conecte el extremo **Clik-Tite** (B) de la manguera al dispositivo de transferencia térmica (C).

Cómo desechar el producto

Deseche el producto según la normativa local de gestión de residuos.

Limpieza, desinfección y garantía

Para obtener información sobre la limpieza, la desinfección y la garantía, consulte las instrucciones de uso suministradas por el fabricante del sistema **Altrix**.




Figure 1

Deutsch (DE)

Einführung

Dieses Handbuch soll Sie bei der Verwendung des 3T Medical **isolierten Klik-Tite-Schlauchs**, Modell 8001-064-035, unterstützen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie ein Exemplar auf. Legen Sie Methoden und Verfahren fest, um Ihr Personal über die sichere Verwendung dieses Produkts zu informieren und zu schulen.

Weitere Informationen zum **Altrix® Präzisions-Temperaturregelsystem** finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Produktbeschreibung

Der **isolierte Klik-Tite-Schlauch** dient als Schnittstelle zwischen Thermotransferprodukten mit Klik-Tite-Anschluss und dem Regler.

Erwartete Lebensdauer

Die erwartete Lebensdauer des **isolierten Klik-Tite-Schlauchs** unter normalen Nutzungsbedingungen beträgt ein Jahr.

Technische Daten		
Material mit Patientenkontakt	Extrudierter EPDM-Schwamm (Ethylen-Propylen-DI-Monomer); flammenhemmendes, graues, flexibles PVC; Polyolefin mit Klebeschicht; Polypropylen	
Länge	10 Fuß	3,05 m

3T Medical behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Dieser Artikel enthält Bis(2-ethylhexyl)phthalat im Sinne der europäischen REACH-Verordnung.

Kontaktinformationen

Der 3T Medical-Kundendienst bzw. technische Support ist unter +1(734)525-9580 (gebührenfrei in den USA) erreichbar.

Halten Sie die Chargennummer bereit, wenn Sie den Kundendienst anrufen. Geben Sie die Chargennummer bei aller schriftlicher Kommunikation an.

Symbole

	Allgemeine Warnung		Vorsicht
	Siehe Bedienungsanleitung		Gebrauchsanweisung beachten
	Temperaturregler		Anzahl
	Chargennummer		Bestellnummer
			Hersteller

VORSICHT
 In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen approbierten Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden.

Installation

Schließen Sie den **isolierten Klik-Tite-Schlauch** an den Schlauchanschluss am Regler (A) an. Schließen Sie das **Klik-Tite**-Ende (B) des Schlauchs an das Thermotransferprodukt (C) an.

Entsorgung des Produkts

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den vor Ort geltenden Abfallvorschriften.

Reinigung, Desinfektion und Garantie

Informationen zur Reinigung, Desinfektion und Garantie finden Sie in der Gebrauchsanweisung des **Altrix**-Herstellers.

Français (FR)

Introduction

Ce manuel vous indique comment utiliser le **tuyau isolé Klik-Tite** de 3T Medical, modèle 8001-064-035. Lire le manuel avant d'utiliser ce produit et en conserver une copie dans les archives. Établir des méthodes et des procédures pour former votre personnel à une utilisation sûre de ce produit.

Pour de plus amples informations sur le **système haute précision de gestion de la température Altrix®**, consulter le mode d'emploi du fabricant.

Description du produit

Le **tuyau isolé Klik-Tite** assure l'interface entre les dispositifs de transfert thermique à connexions Klik-Tite et le contrôleur.

Durée de vie utile

Le **tuyau isolé Klik-Tite** a une durée de vie utile attendue de 1 an dans des conditions d'utilisation normales.

Caractéristiques techniques

Matériaux au contact du patient	Mousse EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) extrudée ; PVC souple gris anti-feu ; polyoléfine à couche adhésive ; polypropylène	
Longueur	10 pieds	3,05 m

3T Medical se r serve le droit de modifier ces caract ristiques sans pr avis.

Conform ment   la r glement REACH de l Union europ enne, cet article contient du phtalate de bis(2- thylhexyle).

Informations de contact

Contacter le service client le ou le support technique de 3T Medical au +1(734)525-9580

Avoir   disposition le code de lot lors de l appel t l phonique au service client le. Inclure le code de lot dans toutes les communications  crites.

Symboles

	Avertissement g�n�ral		Mise en garde
	Consulter le manuel d�utilisation/notice		Consulter le mode d�emploi
	Contr�leur de temp�rature		Quantit�
	Code de lot		Num�ro de r�f�rence
			Fabricant

MISE EN GARDE
 La loi f d rale des  tats-Unis restreint la vente de ce dispositif par un m decin ou sur prescription.

Installation

Raccorder le **tuyau isol  Klik-Tite** au port de connexion de tuyau du contr leur (A). Raccorder l'extr mit  **Klik-Tite** (B) du tuyau au dispositif de transfert thermique (C).

 limination du produit

 liminer le produit conform ment   la r glementation locale de gestion des d chets.

Nettoyage, d sinfection et garantie

Pour les informations de nettoyage, de d sinfection et de garantie, consulter le mode d'emploi du fabricant du syst me **Altrix**.

Italiano (IT)

Introduzione

Questo manuale descrive l'uso del **tubo isolato Klik-Tite** 3T Medical modello 8001-064-035. Leggere attentamente il manuale prima di usare il prodotto e tenerne una copia in archivio. Stabilire metodi e procedure per istruire e addestrare lo staff sull'uso sicuro di questo prodotto.

Per maggiori informazioni sul **sistema di precisione per la gestione della temperatura Altrix®**, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del fabbricante.

Descrizione del prodotto

Il **tubo isolato Klik-Tite** fornisce l'interfaccia tra i dispositivi di trasferimento termico con connessioni Klik-Tite e il termoregolatore.

Durata prevista

La durata prevista del **tubo isolato Klik-Tite**   di un anno in condizioni di utilizzo normali.

Specifiche tecniche

Materiale a contatto del paziente	Spugna estrusa di EPDM (etilene propilene diene monomero); PVC fiamma ritardante flessibile grigio; rivestimento adesivo di poliolefina; polipropilene	
Lunghezza	10 piedi	3,05 m

3T Medical si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

Ai sensi del regolamento europeo REACH, il presente articolo contiene ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP).

Contatti

Rivolgersi al servizio di assistenza clienti o al servizio di assistenza tecnica 3T Medical al numero +1(734)525-9580.

Quando si chiama il servizio di assistenza clienti, avere a disposizione il codice del numero di lotto. Includere il codice del numero di lotto in tutte le comunicazioni per iscritto.

Simboli

	Avvertenza generale		Attenzione
	Fare riferimento al manuale o all'opuscolo delle istruzioni		Consultare le istruzioni per l'uso
	Termoregolatore		Quantit�
	Codice di lotto		Numero di listino
			Fabbricante

ATTENZIONE
 La legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo tramite o su prescrizione di un medico abilitato.

Installazione

Collegare il **tubo isolato Klik-Tite** all'apposita porta di connessione sul termoregolatore (A). Collegare l'estremit  **Klik-Tite** (B) del tubo al dispositivo di trasferimento termico (C).

Smaltimento del prodotto

Provvedere allo smaltimento del prodotto in base alle norme locali per la gestione dei rifiuti.

Pulizia, disinfezione e garanzia

Per informazioni sulla pulizia, sulla disinfezione e sulla garanzia, consultare le istruzioni per l'uso **Altrix** del fabbricante.

Nederlands (NL)

Inleiding

Deze handleiding is bestemd om u te helpen bij het gebruik van de 3T Medical **geïsoleerde Klik-Tite-slang**, model 8001-064-035. Lees de handleiding grondig door voordat u dit product gebruikt en bewaar een exemplaar. Voer methoden en procedures in om uw personeel op te leiden en te oefenen in het veilige gebruik van dit product.

Meer informatie over het **Altrix®-systeem voor precisietemperatuurbeheer** vindt u in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Productomschrijving

De **geïsoleerde Klik-Tite-slang** biedt een interface tussen de hulpmiddelen voor thermische overdracht met een Klik-Tite-aansluiting en de regeleenheid.

Verwachte levensduur

De **geïsoleerde Klik-Tite-slang** heeft onder normale gebruiksomstandigheden een verwachte levensduur van  n jaar.

Specificaties

Materiaal aan de pati�ntzijde	Extrusie van EPDM-spons (ethyleenpropyleendieenmonomeer); vlamvertragend grijs flexibel pvc; polyolefine met hechtmiddelvoering; polypropyleen	
Lengte	10 ft	3,05 m

3T Medical behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Vermelding conform de Europese REACH-verordening: dit artikel bevat bis(2-ethylhexyl)ftalaat.

Contactgegevens

Neem contact op met de klantenservice of technische ondersteuning van 3T Medical via +1(734)525-9580.

Zorg dat u de batchcode bij de hand hebt wanneer u de klantenservice belt. Vermeld de batchcode in alle schriftelijke communicatie.

Symbolen

	Algemene waarschuwing		Let op
	Zie de instructiehandleiding		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Temperatuurregeleenheid		Aantal
	Batchcode		Catalogusnummer
			Fabrikant

LET OP
 Krachtens de federale wetten van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een bevoegde arts worden verkocht.

Installatie

Sluit de **geïsoleerde Klik-Tite-slang** aan op de slangaansluitpoort van de regeleenheid (A). Sluit het **Klik-Tite**-uiteinde (B) van de slang aan op het hulpmiddel voor thermische overdracht (C).

Het product afvoeren

Voer het product af in overeenstemming met uw plaatselijke beleid inzake afvalbeheer.

Reiniging, desinfectie en garantie

Zie de gebruiksaanwijzing van de **Altrix**-fabrikant voor informatie over reiniging, desinfectie en garanties.

Svenska (SV)

Inledning

Denna handbok hjälper dig att använda 3T Medical **isolerad Klik-Tite-slang** modell 8001-064-035. Läs denna handbok innan du använder produkten och spara en kopia i arkivet. Fastställ metoder och rutiner för att utbilda och träna din personal i säker användning av denna produkt.

För mer information om **Altrix® precisionssystem för temperaturstyrning**, se bruksanvisningen från tillverkaren.

Produktbeskrivning
Den **isolerade Klik-Tite-slangen** tillhandahåller ett gränssnitt med Klik-Tite-anslutningar från värmeöverföringsanordningarna till kontrollenheten.

Förväntad livslängd
Den **isolerade Klik-Tite-slangen** har en förväntad livslängd på ett år under normala användningsförhållanden.

Material riktat mot patienten	Extruderat skum av EPDM (etylen-propylen-dien-monomer), flamskyddande grå böjlig PVC, limbelagd polyolefin, polypropylen	
Längd	10 fot	3,05 m

3T Medical förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

I enlighet med den europeiska REACH-förordningen, denna artikel innehåller bis (2-etylhexyl) ftalat.

Kontaktinformation
Kontakta 3T Medical kundtjänst eller teknisk support på +1(734)525-9580.

Ha batchkoden tillgänglig när du ringer kundtjänst. Ange satsens batchkod i all skriftlig kommunikation.

	Allmän varning		Var försiktig
	Se instruktionshandboken/ broschyren		Se bruksanvisningen
	Temperaturkontrollenhet		Antal
	Batchkod		Katalognummer
			Tillverkare



VAR FÖRSIKTIG

Enligt federal lag i USA får denna anordning endast säljas av eller på ordination från en legitimerad läkare.

Installation
Anslut den **isolerade Klik-Tite-slangen** till porten för slanganslutning på kontrollenheten (A). Anslut slangens **Klik-Tite**-ände (B) till värmeöverföringsanordningen (C).

Kassering av produkten
Kassera produkten enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.

Rengöring, desinfektion och garanti
För information om rengöring, desinfektion och garanti, se bruksanvisningen från Altrix-tillverkaren.

Dansk (DA)

Indledning

Denne vejledning er en hjælp til betjening af 3T Medical Model 8001-064-035 **isoleret Klik-Tite slange**. Læs denne vejledning, før produktet betjenes, og gem en kopi i arkiv. Fastlæg metoder og procedurer til uddannelse og optræning af personalet med henblik på sikker betjening af dette produkt.

Yderligere information om **Altrix® præcisionssystem til temperaturstyring** findes i producentens brugsanvisning.

Produktbeskrivelse
Den **isolerede Klik-Tite slange** danner en grænseflade fra varmetilførselsudstyrene med Klik-Tite forbindelser til regulatoren.

Forventet levetid
Den **isolerede Klik-Tite slange** har en forventet brugslevetid på ét år under normale anvendelsesforhold.

Patientrettet materiale	EPDM- (ethylen-propylen diene monomer) svampekstrudering; flammehæmmende grå fleksibel PVC; beklædt med klæbestof, polyolefin; polypropylen	
Længde	10 fod	3,05 m

3T Medical forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne uden varsel.

I overensstemmelse med EU's REACH-forordning indeholder denne vare bis(2-ethylhexyl) ftalat.

Kontaktinformation
Kontakt 3T Medical kundeservice eller teknisk support på: +1(734)525-9580.

Hav parti-koden parat ved opringning til kundeservice. Anfør parti-koden i al skriftlig kommunikation.

	Generel advarsel		Forsigtig
	Se betjeningsvejledningen/ -brochuren		Se brugsanvisningen
	Temperaturregulator		Antal
	Parti-kode		Katalognummer
			Producent



FORSIGTIG

Ifølge amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges af eller på ordination af en autoriseret læge.

Installation
Forbind den **isolerede Klik-Tite slange** til regulatorens (A) slangeforbindelsesport. Forbind **Klik-Tite**-enden (B) af slangen til varmetilførselsudstyret (C).

Bortskaffelse af produktet
Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale politik for bortskaffelse af affald.

Rengøring, desinfektion og garanti
Information om rengøring, desinfektion og garanti findes i producentens brugsanvisning til **Altrix**.

Português (PT)

Introdução

Este manual ajuda-o(a) a utilizar a **Mangueira Klik-Tite isolada** da 3T Medical, modelo 8001-064-035. Leia este manual antes de operar este produto e guarde uma cópia no arquivo. Defina métodos e procedimentos para educar e formar o seu pessoal relativamente ao funcionamento seguro deste produto.

Para obter mais informações sobre o **Sistema de gestão precisa da temperatura Altrix®**, consulte as instruções de utilização do fabricante.

Descrição do produto
A **Mangueira Klik-Tite isolada** fornece uma interface entre os dispositivos de transferência térmica com ligações Klik-Tite e o controlador.

Vida útil prevista
A **Mangueira Klik-Tite isolada** tem uma vida útil prevista de um ano em condições de utilização normais.

Material exposto ao doente	Extrusão de esponja de EPDM (monómero de etileno-propileno-dieno); PVC cinzento flexível retardador de chama; revestimento de adesivo, poliolefina; polipropileno	
Comprimento	10 pés	3,05 m

A 3T Medical reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Em conformidade com a regulamentação Europeia REACH, este artigo contém di(2-etil-hexilo) ftalato.

Informações para contacto
Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente ou a Assistência Técnica da 3T Medical, através do número +1(734)525-9580.

Quando contactar o Serviço de Apoio ao Cliente, tenha o código do lote à mão. Inclua o código do lote em todas as comunicações escritas.

	Advertência geral		Precaução
	Consultar o manual/folheto de instruções		Consultar as instruções de utilização
	Controlador da temperatura		Quantidade
	Código de lote		Número de catálogo
			Fabricante



PRECAUÇÃO

A legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição destes.

Instalação
Ligue a **Mangueira Klik-Tite isolada** à porta de ligação da mangueira do controlador (A). Ligue a extremidade **Klik-Tite** (B) da mangueira ao dispositivo de transferência térmica (C).

Eliminação do produto
Elimine o produto de acordo com a política local sobre gestão de resíduos.

Limpeza, desinfecção e garantia
Para obter informações sobre a limpeza, desinfecção e garantia, consulte as instruções de utilização do fabricante **Altrix**.

Norsk (NN)

Innledning

Denne håndboken hjelper deg med å bruke 3T Medical-modell 8001-064-035 **isolert Klik-Tite-slange**. Les denne håndboken før du bruker dette produktet, og oppbevar en kopi av den i arkivet. Fastsett metoder og prosedyrer for å lære opp personalet i sikker drift av dette produktet.

Du finner mer informasjon om **Altrix®-systemet for presis temperaturstyring** i produsentens bruksanvisning.

Produktbeskrivelse
Den **isolerte Klik-Tite-slangen** fungerer som et grensesnitt mellom de termiske overføringsenhetene med Klik-Tite-koblinger og kontrollenheten.

Forventet levetid
Den **isolerte Klik-Tite-slangen** har en forventet levetid på ett år under normale bruksforhold.

Materialer som vender mot pasienten	EPDM (etylenpropylen-DI-monomer)-svampekstrudering; flammehemmende, grå, bøyeelig polyvinylklorid (PVC); limfôret, polyolefin; polypropylen	
Lengde	10 fot	3,05 m

3T Medical forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

I henhold til den europeiske REACH-forskriften inneholder denne artikkelen bis(2-etylheksyl)ftalat.

Kontaktinformasjon
Kontakt 3T Medical kundeservice eller teknisk støtte på +1(734)525-9580.

Ha partiets batchkode tilgjengelig når du ringer kundeservice. Inkluder partiets batchkode i all skriftlig kommunikasjon.

	Generell advarsel		Forsiktig
	Se instruksjonshåndboken/ -heftet		Se bruksanvisningen
	Temperaturkontrollenhet		Mengde
	Partinummer		Katalognummer
			Produsent



FORSIKTIG

Amerikansk lov begrenser denne anordningen til salg av eller på bestilling fra lisensiert lege.

Installere
Koble den **isolerte Klik-Tite-slangen** til kontrollenhetens (A) slangetilkoblingsport. Koble **Klik-Tite**-enden (B) av slangen til den termiske overføringsenheten (C).

Kassering av produktet
Kasser produktet i samsvar med lokale rutiner for avfallshåndtering.

Rengjøring, desinfisering og garanti
Se Altrix-produsentens bruksanvisning for informasjon om rengjøring, desinfisering og garanti.

Polski (PL)

Wstęp

Niniejsza instrukcja objaśnia stosowanie **izolowanego giętkiego przewodu Klik-Tite** Model 8001-064-035 firmy 3T Medical. Niniejszą instrukcję należy przeczytać przed korzystaniem z produktu i należy zachować jej egzemplarz. Ustalić metody i procedury kształcenia i instruowania pracowników w zakresie bezpiecznego używania niniejszego produktu.

Więcej informacji na temat **precyzyjnego systemu regulacji temperatury Altrix®** można znaleźć w instrukcji użycia dostarczonej przez producenta.

Opis produktu

Izolowany giętki przewód Klik-Tite zapewnia styk przekaźników ciepła z połączeniami Klik-Tite do regulatora.

Spodziewany okres trwałości

Spodziewany okres trwałości **izolowanego giętkiego Klik-Tite** w normalnych warunkach stosowania wynosi jeden rok.

Dane techniczne

Materiał stykający się z pacjentem	Ekstrudowana pianka EPDM (monomer etylenowo-propylenowo-dienowy); opóźniający palenie szary giętki PCW; powlekany klejem, poliolefiną; polipropylen	
Długość	10 stóp	3,05 m

Firma 3T Medical zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem REACH, ten artykuł zawiera ftalan di-2-etyloheksylu.

Dane kontaktowe

Skontaktować się z Działem Obsługi Klienta lub Działem Pomocy Technicznej firmy 3T Medical, tel. +1(734)525-9580.

Dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta, należy mieć pod ręką kod serii partii. Kod serii partii należy załączyć w każdej pisemnej korespondencji.

Symbol

	Ogólne ostrzeżenie		Przestroga
	Należy sprawdzić w podręczniku/broszurce instrukcji		Należy sprawdzić w instrukcji użytkowania
	Regulator temperatury		Ilość
	Kod partii		Numer katalogowy
			Producent

	PRZESTROGA Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez uprawnionego lekarza lub na jego zlecenie.
---	---

Instalacja

Podłączyć **izolowany giętki przewód Klik-Tite** do portu podłączenia przewodu regulatora (A). Podłączyć koniec przewodu z łącznikiem **Klik-Tite** (B) do przekaźnika ciepła (C).

Usuwanie produktu

Produkt należy usunąć wedle miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Czyszczenie, dezynfekcja i gwarancja

Informacje na temat czyszczenia, dezynfekcji i gwarancji można znaleźć w instrukcji użycia systemu **Altrix** dostarczonej przez producenta.

Русский (RU)

Введение

Настоящее руководство касается использования **изолированного шланга Klik-Tite** модели 8001-064-035 производства компании 3T Medical. Изучите настоящее руководство перед эксплуатацией изделия и сохраните копию руководства в вашем архиве. Разработайте методику и процедуры обучения вашего персонала безопасной эксплуатации этого изделия.

Более подробные сведения относительно **высокоточной системы подержания температуры Altrix®** см. в инструкции изготовителя по применению устройства.

Описание изделия

Изолированный шланг Klik-Tite позволяет присоединить теплопередающие устройства, снабженные коннекторами Klik-Tite, к контроллеру.

Ожудаемый срок службы

Ожидаемый срок службы **изолированного шланга Klik-Tite** составляет один год в нормальных условиях эксплуатации.

Технические характеристики

Материалы, соприкасающиеся с пациентом	Пенистый ЭПДМ (этилен пропилен ди-мономер), отформованный методом экструзии; невоспламеняющийся серый гибкий ПВХ; полиолефин с адгезивной подложкой; полипропилен	
Длина	10 футов	3,05 м

Компания 3T Medical оставляет за собой право изменения технических характеристик без предварительного уведомления.

В соответствии с европейским нормативным документом REACH это изделие содержит бис(2-этилгексил)фталат.

Контактная информация

Обращайтесь в отдел обслуживания клиентов или службу технической поддержки компании 3T Medical по телефону +1(734)525-9580.

Во время звонка в службу технической поддержки вам будет необходимо сообщить код партии изделий. Указывайте код партии изделий во всех письменных сообщениях.

Условные обозначения

	Общее предупреждение		Предостережение
	См. руководство по эксплуатации (буклет)		См. инструкцию по применению
	Температурный контроллер		Количество
	Код партии изделий		Каталожный номер
			Изготовитель

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Федеральное законодательство США разрешает продажу этого устройства исключительно врачам, обладающим правом на врачебную практику, или по заказу такого врача.
---	--

Монтаж

Присоедините **изолированный шланг Klik-Tite** к порту для шланга контроллера (A). Присоедините конец шланга, снабженный коннектором **Klik-Tite** (B), к теплопередающему устройству (C).

Утилизация изделия

Утилизируйте продукт в соответствии с действующими правилами утилизации отходов.

Очистка, дезинфекция и гарантия

Сведения относительно очистки, дезинфекции и гарантии см. в инструкции изготовителя по применению **Altrix**.

Türkçe (TR)

Giriş

Bu kılavuz, 3T Medical Model 8001-064-035 **Yalıtımlı Klik-Tite Hortumu** kullanımı konusunda size yardımcı olacaktır. Bu ürünü çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun ve bir kopyasını dosyalayın. Bu ürünün emniyetli şekilde çalıştırılması hakkında personelinizin eğitimi ve öğrenimi ile ilgili yöntemleri ve işlemleri belirleyin.

Altrix® Precision Sıcaklık Yönetimi Sistemi hakkında daha fazla bilgi için üreticinin kullanma talimatına başvurun.

Ürün tanımı

Yalıtımlı Klik-Tite Hortumu, Klik-Tite bağlantıları olan termal transfer cihazlarından denetleyiciye bir arayüz sağlar.

Beklenen kullanım ömrü

Yalıtımlı Klik-Tite Hortumunun normal kullanım koşulları altında bir yıllık beklenen kullanım ömrü vardır.

Spesifikasyonlar

Hastaya dönük materyal	EPDM (Etilen Propilen DI-Monomer) Sünger Ekstrüzyonu; Alev Geciktirici Gri Esnek PVC; Yapışkan Kaplamalı, Poliolefin; Polipropilen	
Uzunluk	10 fit	3,05 m

3T Medical, spesifikasyonları haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Avrupa REACH yönetmeliğine göre bu madde bis(2-etilheksil) ftalat içerir.

İrtibat bilgisi

Stryker Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek birimi ile +1(734)525-9580 nolu telefondan irtibat kurun.

Müşteri Hizmetlerini aradığınızda lot parti kodunu hazırda bulundurun. Tüm yazılı iletişime lot parti kodunu dahil edin.

Semboller

	Genel uyarı		Dikkat
	Talimat kılavuzuna/kitapçığına başvurun		Kullanma talimatına başvurun
	Sıcaklık denetleyicisi		Adet
	Parti kodu		Katalog numarası
			Üretici

	DIKKAT ABD federal kanunları, bu cihazın satışını lisanslı bir hekim tarafından veya hekimin emriyle yapılacak şekilde kısıtlar.
---	--

Koruma

Yalıtımlı Klik-Tite Hortumunu denetleyicinin (A) hortum bağlantı portuna takın. Hortumun **Klik-Tite** ucunu (B) termal transfer cihazına (C) takın.

Ürünün atılması

Ürünü yerel atık yönetimi ilkelerinize uygun olarak atın.

Temizleme, Dezenfeksiyon ve Garanti

Temizleme, dezenfeksiyon ve garanti bilgisi için **Altrix** üreticinin kullanma talimatına bakın.

Česky (CS)

Úvod

Tato příručka je užitečná při používání **izolované hadice Klik-Tite** model 8001-064-035 společnosti 3T Medical. Před použitím výrobku si přečtěte tuto příručku a její kopii si uložte. Zaveďte metody a postupy výuky a školení zaměstnanců v oblasti bezpečného provozu tohoto výrobku.

Další informace o **systému pro přesné řízení teploty Altrix®** naleznete v návodu k použití dodaném výrobcem.

Popis výrobku

Izolovaná hadice Klik-Tite poskytuje rozhraní mezi zařízeními pro přenos tepla s konektory Klik-Tite a jednotkou pro řízení teploty.

Očekávaná životnost

Očekávaná životnost **izolované hadice Klik-Tite** v normálních podmínkách používání je jeden rok.

Specifikace

Materiál ve styku s pacientem	Pénový výlisek z EPDM (ethylen propylen DI-monomeru); šedý poddajný PVC zpomalující hoření; lepicí podložka, polyolefin; polypropylen	
Délka	10 stop	3,05 m

Společnost 3T Medical si vyhrazuje právo změnit technické parametry bez předchozího upozornění.

Tento prostředek obsahuje bis(2-ethylhexyl) ftalát v souladu s evropským nařízením REACH.

Kontaktní informace

Kontaktujte zákaznický servis 3T Medical nebo technickou podporu na čísle +1(734)525-9580.

Než zavoláte zákaznický servis, připravte si číslo šarže. Číslo šarže uvádějte ve veškeré písemné komunikaci.

Symboly

	Obecná varování		Upozornění
	Prostudujte si příručku s pokyny/brožuru		Přečtěte si návod k použití
	Jednotka pro řízení teploty		Množství
	Číslo šarže		Katalogové číslo
			Výrobce

	UPOZORNĚNÍ Federální zákony USA omezují prodej tohoto prostředku na lékaře nebo na lékařský předpis.
---	--

Instalace

Izolovanou hadici Klik-Tite připojte k portu pro připojení hadice jednotky pro řízení teploty (A). Konec hadice pro **Klik-Tite** (B) připojte k zařízení pro přenos tepla (C).

Likvidace výrobku

Výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

Čištění, desinfekce a záruka

Informace o čištění, desinfekci a záruce vyhledejte v návodu k použití dodanému výrobcem zařízení **Altrix**.

はじめに

本マニュアルは、3T Medical モデル8001-064-035**絶縁Clik-Tite**ホースの使用方法についてご説明します。 本製品操作前に本マニュアルをお読みいただき、コピーを一部ファイルしておいてください。 本製品の安全な操作に関して、スタッフの教育・トレーニング方法および手順を定めてください。

Altrix®精密温度管理システムの詳細は、製造業者の取扱説明書を参照してください。

製品説明

絶縁Clik-Titeホースは、Clik-Tite接続部の付いた伝熱装置から体温維持装置へのインターフェースを提供します。

予想耐用期間

通常の使用条件のもとで使用した**絶縁Clik-Tite**ホースの耐用期間は1年間です。

仕様

患者側に面している材質	EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー) スポンジ押出、難燃性グレーフレキシブルPVC、接着剤がライニングされたポリオレフィン、ポリプロピレン	
長さ	10フィート	3.05 m

3T Medical は断りなく仕様を変更する権利を有します。

欧州REACH規制に従い、本品にはフタル酸ビス (2-エチルヘキシル) が含まれています。

連絡先

3T Medical カスタマーサービスまたはテクニカルサポート (+1(734)525-9580 :米国内フリーダイヤル) までご連絡ください。

カスタマーサービスにお電話を頂く場合は、ロット番号をご用意ください。 書面でのご連絡の際も必ずロット番号をご記入ください。

記号

	一般的な警告		注意
	マニュアル/小冊子参照体		取扱説明書参照
	温維持装置		数量
	ロット番号		カタログ番号
			製造業者

	注意 米国連邦法は本機器を免許をもつ医師の指示または注文に基づいて販売するように規定しています。
---	--

取り付け

絶縁Clik-Titeホースを体温維持装置 (A) のホース接続ポートに接続します。ホースの**Clik-Tite**末端 (B) を伝熱装置 (C) に接続します。

本製品の廃棄

地域の廃棄物管理政策に従って本製品を廃棄してください。

洗浄、消毒、警告

洗浄、消毒、警告の情報に関しては、**Altrix**製造業者の取扱説明書を参照してください。

简介

本手册帮助您对 3T Medical 型号 8001-064-035 **隔热 Clik-Tite** 软管的使用。 操作此产品前阅读本手册并留底存档。 订定方法和程序以针对该产品的安全操作教育和培训您的工作人员。

如需更多有关 **Altrix® 精密温度管理系统**的信息, 请参阅制造商的使用说明。

产品说明

隔热 Clik-Tite 软管提供从带 Clik-Tite 连接件的热传递装置到控制仪的接口。

预期寿命

隔热 Clik-Tite 软管在正常使用状况下, 预期使用寿命一年。

规格

患者面对的材料	EPDM (乙烯丙烯二烯单体) 海绵挤压部件; 灰色阻燃挠性 PVC; 粘性内衬、聚烯烃; 聚丙烯	
长度	10 英尺	3.05 米

3T Medical 保留修改规格的权利, 恕不另行通知。

根据欧盟 REACH 规章, 本物品含邻苯二甲酸二 (2-乙基己) 酯。

联系信息

美国境内请致电 +1(734)525-9580 联系 3T Medical 客户服务部门或技术支持部门。

致电客户服务时, 备妥批次代码。 在所有的书面往来中, 均包括该批次代码。

符号

	常规警告		注意
	参阅说明手册/小册		参阅使用说明
	温度控制仪		数量
	批次码		目录号
			制造商

	注意 美国联邦法律规定此装置限于由持证医师或凭医嘱销售。
---	--

安装

将**隔热 Clik-Tite** 软管连接到控制仪 (A) 软管连接端口。 将软管的 **Clik-Tite**端 (B) 连接到热传递装置(C)。

处置产品

依照您当地的废弃物处理政策, 处置产品。

清洁、消毒和保修

如需清洁、消毒和保修信息, 请参阅 **Altrix** 制造商的使用说明。

소개

본 설명서는 3T Medical 모델 8001-064-035 **절연 Clik-Tite** 호스의 사용을 돕기 위해 제작되었습니다. 이 제품을 작동하기 전에 본 설명서를 읽어보고 사본을 철하여 보관하십시오. 이 제품의 안전한 작동에 관해 직원을 교육하고 훈련시키는 방법과 절차를 마련하십시오.

Altrix® 정밀 체온 관리 시스템에 관한 자세한 정보는 제조업체의 사용 설명서를 참조하십시오.

제품 설명

절연 Clik-Tite 호스는 Clik-Tite 연결부를 사용하여 열전달 장치를 컨트롤러와 연결하는 인터페이스를 제공합니다.

예상 수명

절연 Clik-Tite 호스는 일반적인 사용 조건에서 예상 수명이 1년입니다.

사양

환자쪽 소재	EPDM(에틸렌 프로필렌 디-모노머, Ethylene Propylene DI-Monomer) 스폰지 압출; 난연성의 유연한 회색 PVC; 접착제가 대어진 폴리올레핀; 폴리프로필렌	
길이	10피트	3.05 m

3T Medical 는 통지 없이 사양을 변경할 권리를 보유합니다.

유럽 REACH 규정에 따라, 이 품목에는 비스(2-에틸헥실)프탈레이트가 함유되어 있습니다.

연락처

3T Medical 고객 서비스 또는 기술 지원부에 +1(734)525-9580 번으로 문의하시기 바랍니다.

고객 서비스에 문의할 때에는 로트 배치 코드를 준비하십시오. 모든 서면 통신문에 로트 배치 코드를 포함하십시오.

기호

	일반 경고		주의
	지침 설명서/책자를 참조할 것		사용 설명서를 참고할 것
	체온 컨트롤		수량
	배치 코드		카탈로그 번호
			제조업체

	주의 미국 연방 법률에 따라 본 장치는 면허가 있는 의사에 한해서만 주문 및 판매할 수 있습니다.
---	--

설치

절연 Clik-Tite 호스를 컨트롤러(A) 호스 연결 포트와 연결합니다. 호스의 **Clik-Tite** 끝(B)을 열전달 장치(C)와 연결합니다.

제품 처분

현지 폐기물 관리 정책에 따라 제품을 처분하십시오.

세척, 소독 및 보증

세척, 소독 및 보증 정보는 **Altrix** 제조업체의 사용 설명서를 참조하십시오.